

Spülkasten- Tabs & -Sticks

► Profiqualität

Merkmale

- Hygienisch
- Mit desodorierenden Eigenschaften
- Langanhaltende Reinigungswirkung
- Verbesserte Kalklöseeigenschaft dank integrierten Tab
- Biologisch abbaubare Tenside

Verarbeitungsvorteile

- Reinigt Spülkasten und Toilettenschüssel
- Keine zusätzlichen Toilettensteine notwendig
- Unbedenklich bei Hauskläranlagen
- Schützt vor Schmutzablagerungen durch Kalk und Urinstein

Anwendungsbereiche


Spülkasten-Tabs:

- Für alle am Markt verfügbaren Spülkästen

Spülkasten-Sticks:

- Für Geberit Spülkästen mit DuoFresh-System
- Nachrüstbar bei allen Geberit Spülkästen ab dem Baujahr 2008
(mehr Infos auf www.geberit.de)

Spülkasten-Stick



Spülkasten-Tab



Spülkasten- Tabs & -Sticks

Inhalt 10 Stück

Art.-Nr. 299 64 010 (Tabs)

Inhalt 20 Stück

Art.-Nr. 299 66 020 (Sticks)

Sonstige
chemische
Produkte

Einsatzbereich

- ▶ Sanitärbetriebe
- ▶ Installationsbetriebe
- ▶ Haushalt
- ▶ Gastronomie

Verarbeitung

Spülkasten-Tabs:

Geben Sie einen **beko Spülkasten-Tab** in Ihren Spülkasten, anschließend fängt der Tab sofort an zu wirken.

Spülkasten-Sticks:

Öffnen Sie die Drückerplatte an Ihrem WC. Ziehen Sie den blauen Einschub heraus und platzieren Sie einen **beko Spülkasten-Stick** in der dafür vorgesehenen Aufnahme. Schieben Sie anschließend den Einschub zurück, der Stick wirkt sofort im Spülkasten und nach Betätigung der Toilettenspülung in der Toilettenschüssel.

Spülkasten-Tabs & -Sticks:

Falls nach Betätigung der Toilettenspülung das Wasser nicht mehr blau gefärbt ist, ist der **beko Spülkasten-Stick bzw. Tab** aufgebraucht und muss erneuert werden. Dank der selbstauflösenden Verpackungsfolie ist ein Verschmutzen der Haut oder Armaturen ausgeschlossen.

Hinweise

- ▶ Versehentlich benetzte Oberflächen wie Toilettenbrillen, Fliesen, Naturstein, Metalloberflächen usw. umgehend mit klarem Wasser reinigen.
- ▶ Nicht mit anderen Haushaltschemikalien vermischen.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
TecLine Spülkasten-Reiniger flüssig 500 ml	299 63 0500
TecLine Urinsteinentferner 1 l	299 37 1000



Technische Daten

Basis	Benzolsulfonsäure			
Verarbeitbar	von +10° C bis +35° C			
Einwirkzeit	wirkt permanent im Wasserkasten			
Farbe	blau			
Geruch	charakteristisch			
Haltbarkeit	mind. 4 Jahre			
Lagerung	bei +10° C bis +30° C			
Inhalt/Verpackung	Tabs: 10 Stück/Pack Sticks: 20 Stück/Pack	6 Pack/Karton 60 Pack/Karton	672 Pack/Palette 1200 Pack/Palette	Art.-Nr. 299 64 010 Art.-Nr. 299 66 020

